

VENUS 4 SPORT L








Mały, składany skuter do użytku w pomieszczeniach, w supermarketach, dużych centrach handlowych, ale również znakomicie spisuje się na zewnątrz budynków. Wszędzie tam gdzie jest w miarę równa i utwardzona nawierzchnia jezdna, np. w parkach miejskich. Konstrukcja jest lekka i daje się w łatwo składać do małych rozmiarów - można go przewozić bez żadnych problemów w bagażniku auta. Stabilność, styl i wygoda.



Zalety :

- wygodne siedzenie i oparcie,
- koszyk,
- obracany fotel,
- możliwość pchania,
- nachylana kolumna kierownicza,
- odchylane podłokietniki,
- łatwy w transporcie,
- ergonomiczny,
- kompaktowy.

Komfort
 technologia
 jakość
 wytrzymałość

						
2x12V 20Ah	350W	6 km/h	~12 km	8°	6 cm	140 cm

						
55	90	1050	52-57	220x80 PU	52	115

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać skutery dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli skuter będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

