



ASX basic

Wysokiej klasy materac zmiennościśnieniowy rurowy. Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia włącznie.



POMPA:

- Wymiary: 300 x 180 x 120 mm (L x B x H),
- Waga: ca. 2,4 kg,
- Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z trwałą membraną wykonaną z PU ,
- Zmienny cykl pracy (10 min),
- Tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból,
- Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych),
- regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.,

MATERAC:

- Wymiary ~ 200 x 90 x 14 cm,
- Waga: ca. 4 kg,
- 18 komór dynamicznych, 3 statyczne komory głowy,
- komory z mikroperforacją,
- Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu),
- zawór reanimacyjny CPR,
- funkcja transportowa,

MATERIAŁY:

Komory :

- Nylon/ TPU gwarantuje olbrzymią trwałość,
- możliwość wymiany poszczególnych komór materaca.

Pokrowiec:

- Nylon z PU oddychający zapinany na zatrzaski,
- wodoszczelny i paroprzepuszczalny.

novacare[®] gmbh
ISO CERTIFIED

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485

Max. Waga pacjenta: 130 kg.

