

Eris to wszechstronny kompaktowy skuter, który daje możliwość doboru napędu i baterii do swojego stylu jazdy. Bardzo zwrotny i łatwy w prowadzeniu. Doskonale sprawdza się w centrach handlowych oraz ruchliwych zatłoczonych centrach miast. Eris gwarantuje, że każda podróż nim da użytkownikowi poczucie przyjemności. Jasne oświetlenie ledowe to nie tylko prowizorka ale bezpieczne podróżowanie również w nocy.

**6**  
km/h

**10\***  
km/h

**35**  
km

**37\***  
km

**45\***  
km



#### Standard:

- koszyk,
- lusterka wsteczne,
- oświetlenie,
- kółka przeciwwyrotne,
- obracany fotel,
- przesuwany fotel (przód tył),
- możliwość pchania,
- nachylana kolumna kierownicza,
- odchylane podłokietniki,
- rozkładany,
- łatwy w transporcie,
- ergonomiczny,
- kompaktowy.



kolory:



38 Ah  
50 Ah  
38 Ah  
50 Ah



320 W



6 km/h  
6 km/h\*  
10 km/h\*  
10 km/h\*



35 km  
45 km  
30 km  
37 km



6°



5



280



57



115



118,5



4



3.00 – 4



75



140

Maksymalny dystans podany w tabeli, który mogą pokonywać skutery dotyczy warunków optymalnych. Może się on zmienić znacząco jeżeli skuter będzie eksploatowany w niskich temperaturach, w nierównym terenie bądź nie będą przestrzegane zalecenia dotyczące eksploatacji.

\* Opcja