

BASIC
*wózek inwalidzki
ręczny*
nr katalogowy **VCWK43B - Basic**nr katalogowy **VCWK43BP - Basic Plus****CECHY PRODUKTU BASIC:**

- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym
- demontowane podłokietniki
- tylna kieszonka
- podnóżki odchylane i zdejmowane
- zabezpieczający pas pod łydkami
- przednie koła pełne, rozmiar 200x45 mm
- tylne koła pompowane rozmiar 24"
- wyposażony w hamulce wałkowe
- dostępny w kolorze szarym

CECHY PRODUKTU BASIC PLUS:

- uchylne podłokietniki z zaokrągloną podkładką
- 24" pneumatyczne koła szprychowe z systemem szybkiego demontażu
- uchylne, demontowalne podnóżki z możliwością regulacji długości
- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej
- tapicerka wykonana z podwójnego nylonu
- uchylne podłokietniki z zaokrągloną podkładką
- 24" pneumatyczne koła szprychowe z systemem szybkiego demontażu, pompowane lub pełne
- tylna kieszonka
- zabezpieczający pas na łydki
- przednie koła pełne, rozmiar 200x45
- wyposażony w hamulce wałkowe
- dostępny w kolorze szarym



**VITEA[®]
CARE**

	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	45	50
Głębokość siedziska (cm)	40	40	40
Wysokość wózka (cm)	91	91	91
Szerokość wózka (cm)	58	63	68
Długość wózka (cm)	110	110	110
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28	30	32
Waga wózka (kg)	18,5	19	20
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120	120