

# SAMSON

## podnośnik transportowy z wyposażeniem

nr katalogowy **DRVF02**

### CECHY PRODUKTU:

- rączka sterująca w kształcie litery „U”,
- wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa,
- bardzo łatwy montaż,
- sterowanie elektryczne,
- jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny,
- wyposażony w asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii,
- siłownik certyfikowanego producenta,
- koła przednie obrotowe,
- koła tylne wyposażone w hamulec,
- regulowana szerokość nóg podstawy,
- szeroka gama wyboru wygodnych w użyciu nosideł zapewniających właściwą stabilizację pleców: nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku, nosidło ze stabilizacją głowy do kąpielni, nosidło z separatorem nóg, nosidło do kąpielni z separatorem nóg.

### ZASTOSOWANIE:

Podnośnik Samson przeznaczony jest do przenoszenia osób niepełnosprawnych wymagających ciągłej opieki. Dzięki wysokiej jakości i doskonałej funkcjonalności, Samson stanowi nieocenioną pomoc w codziennej pielęgnacji pacjentów. Solidna konstrukcja podnośnika jak i elastyczne i komfortowe nosidła są gwarancją bezpieczeństwa i wygody zarówno dla chorych jak i opiekunów.



Chusta ze stabilizacją głowy



CE VITEA<sup>®</sup>  
CARE

Długość (cm)	110
Szerokość (cm)	58,5
Rozstaw nóg podstawy (cm)	58,5-80
Wysokość (cm)	113
Zasięg podnoszenia (cm)	28
Zakres podnoszenia (cm)	74-177,5
Prędkość podnoszenia (cm/s)	3,8
Średnica kół przednich (cm)	7,5
Średnica kół tylnych (cm)	10
Maksymalne obciążenie (kg)	150