

KRZESŁO TOALETOWE



nr katalogowy **DRVW01**

CECHY PRODUKTU:

- plastikowe siedzisko
- stalowa konstrukcja
- miękkie podłokietniki
- skokowa regulacja wysokości krzesła
- wiadro z pokrywką o pojemności 5 litrów • deska sedesowa z pokrywką.

ZASTOSOWANIE:

Produkt pomocny w opiece nad pacjentem zmuszonym stale przebywać w łóżku czy korzystającym z wózka inwalidzkiego.

Pozwala na załatwienie potrzeb fizjologicznych w pozycji siedzącej.

Ułatwia przeprowadzenie czynności pielęgnacyjnych pacjenta.

Krzesło bez wiadra można postawić nad sedesem w toalecie.

	DRVW01	DRVW02
Wysokość (cm)	64-79	60-70
Szerokość (cm)	56	55
Długość (cm)	53	54
Szerokość siedziska (cm)	46	42
Głębokość siedziska (cm)	45	45
Waga (kg)	7	6
Maksymalne obciążenie (kg)	100	100

